

COMMENT PRÉVENIR LES BLESSURES PAR OBJETS TRANCHANTS

Les blessures par objets tranchants (IS) peuvent entraîner une exposition à l'un des 60 agents pathogènes différents, y compris le VIH, le VHB ou le VHC, et des enquêtes récentes confirment que les IS sont persistants et difficile problème.

Voici donc les bases pour ne pas rester bloqué...

- 1 Assurez-vous d'être formé sur la procédure et l'appareil.
- 2 Ne précipitez pas une procédure.
- 3 Utilisez toujours un dispositif de sécurité pour objets tranchants lorsque disponible.
- 4 Avant la procédure, assurez-vous qu'un conteneur pour objets tranchants est à proximité et que l'ouverture est dégagée et ouverte.
- 5 Immédiatement après utilisation, activez le dispositif de sécurité et jetez-le dans un conteneur pour objets tranchants.
- 6 Ne retirez pas ni ne recouvrez une aiguille.
- 7 Dans la salle d'opération, ne passez jamais un objet tranchant à la main, utilisez une zone neutre.
- 8 Si vous faites tomber un objet tranchant, ne le laissez jamais pour que quelqu'un d'autre le ramasse.
- 9 Assurez-vous qu'un conteneur pour objets tranchants est fermé avant de le déplacer.
- 10 Ne jamais trop remplir un conteneur pour objets tranchants. Jamais.
- 11 Toujours signaler votre blessure.

Dr Linda Good et Terry Grimmond, dans leurs enquêtes EXPO-S.T.O.P., ont découvert qu'il y a des hôpitaux avec des taux de blessures par objets tranchants (SI) constamment et de manière significative inférieurs à la moyenne nationale. Voici ce qu'ils font de différent...

Leurs pratiques créatives se classent en 5 stratégies.

ÉDUCATION ET FORMATION

Assurez la compétence de tout nouveau personnel et prévoyez une nouvelle formation après une blessure ou tous les 2 ans.

COMMUNICATION

Les taux de blessures et les stratégies sont transparents pour tout le personnel ; les dispositifs non-SED doivent être utilisés avec permission.

ENQUÊTE

Les signalements des blessures par objets tranchants devraient être facilités 24/7 ; examiner en détail chaque blessure ; rechercher des dispositifs de sécurité plus sûrs.

ENGAGEMENT

Responsabiliser les utilisateurs et les gestionnaires pour la sécurité et les forums de sécurité.

IMPLICATION DES DIRIGEANTS

Alignez les stratégies avec les objectifs de l'organisation ; Utilisez les cadres comme "soutien".