

NOUVEAU ET AMÉLIORÉ

D4 SecureSmart**Support en acier inoxydable**

MAKING HEALTHCARE SAFER
SOINS DE SANTÉ PLUS SÉCURITAIRES

Gardez vos conteneurs de déchets perforants sécurisés contre le sabotage.

MATÉRIAUS

- La porte de la combinaison est en acier inoxydable 304 de 18 ga, construction entièrement soudée. La plaque de montage arrière est en acier revêtu de poudre de 14 ga, extra robuste.

CARACTÉRISTIQUES

- Chargement facile avec une porte à charnière pivotante à l'avant (rivets en acier inoxydable).
- Serrure à clé à cylindre de qualité supérieure (clé réversible).
- Coins arrondis et biseautés pour un aspect élégant et convivial.
- Le conteneur est bien en retrait avec un tube d'entrée pour prévenir tout accès non autorisé.
- Accepte le conteneur de sharps D4 de Daniels Health.

Dimensions: 12" (H) x 5.5" (W) x 5.5" (D)

Code Produit: 7124

Associez-le au kit EcoShip D4ES

